

Lagerung registrieren



1


Tasten entsperren

- Die Tastensperre kurz drücken und wieder loslassen
- Die Lampe leuchtet grün: die Tasten sind entsperrt

2

Lagerung registrieren

- Anschliessend nur den Lagerungsknopf kurz drücken
- Die Lampe der Taste blinkt kurz grün: die Lagerung ist registriert



Warnung quittieren



1

Tasten entsperren

- Die Tastensperre kurz drücken und wieder loslassen
- Die Lampe leuchtet grün:
die Tasten sind entsperrt

2

Warnung quittieren

- Drücken Sie den Knopf der aktiven Warnung kurz
(rot blinkende Lampe)
- Die rote Lampe erlischt:
die Warnung ist quittiert

