

## Désinfectants approuvés

Ce document décrit les principales caractéristiques des désinfectants approuvés pour la désinfection du Mobility Monitor et de l'Active Mobilisation System (AMS).

Produit	Description
Ecolab Incidin™ OxyFoam S	Mousse en spray pour le nettoyage et la désinfection des surfaces médicales (y compris, par exemple, les sondes) et de l'équipement médical.
Ecolab Incidin™ OxyWipe S	Lingettes de nettoyage et de désinfection pour surfaces médicales (y compris, par exemple, les sondes) et l'inventaire.
Ecolab Incidin® Pro	Désinfectant de surface pour les appareils médicaux et les surfaces de tous types.
Ecolab Incidin® Rapid	Large spectre d'action contre les bactéries, les levures et les virus, efficace contre le Clostridium difficile. Haut pouvoir désinfectant sur toutes les surfaces lavables, en particulier dans les zones à risque.
Ecolab Sani Cloth® Active	Lingettes sans alcool pour une désinfection rapide. Pour le nettoyage et la désinfection des appareils médicaux et autres surfaces en matériaux sensibles à l'alcool.
Hartmann Dismozon® plus	Granulés de nettoyant désinfectant oxygénant pour surfaces. Spécialement conçu pour surfaces sensibles et pour la désinfection finale.
Schülke mikrozid® sensitive	Solution ou lingettes sans alcool pour la désinfection nettoyante des surfaces sensibles et des appareils médicaux sensibles.
Schülke mikrozid® universal	Solution ou lingettes faiblement alcoolisées pour la désinfection rapide des appareils médicaux non invasifs et autres surfaces.
Schülke perform®	Désinfectant concentré en poudre à base d'oxygène actif, libéré par la dissolution du produit dans l'eau.
Schülke terralin® protect	Concentré liquide pour la désinfection et le nettoyage des appareils médicaux non invasifs, à base d'une combinaison d'alcools aromatiques, de composés d'ammonium quaternaire, de dérivés amphotères de glycine et de tensioactifs non ioniques.

Nous confirmons par la présente que les produits de nettoyage mentionnés ci-dessus sont adaptés à la désinfection du Mobility Monitor et de l'Active Mobilisation System (AMS).

Fehraltorf, 01.01.2020

Orazio Castelletto  
Technical Product Manager  
**compliant concept AG**  
Undermülstrasse 28  
CH-8320 Fehraltorf

DOC-000031.fr\_1.4.0