

Unser gemeinsames Ziel:  
Zufriedene Patienten und BewohnerInnen dank bedarfsgerechter Pflege


- ✓ Assessment
- ✓ Sturz- & Dekubitusprophylaxe
- ✓ Schlaf / Medikation

**Qualität sichern &  
Aufwand senken**



**compliant concept AG**  
Undermülistrasse 28  
CH-8320 Fehraltorf  
Tel: +41 44 552 15 00  
Fax: +41 44 552 15 09  
info@compliant-concept.ch  
www.compliant-concept.ch


**mm** mobility  
monitor

 designed and made in Switzerland

## Die modulare Pflegelösung



Der Mobility Monitor ist ein Assessment Instrument für die Pflege, mit dem Pflegemaßnahmen gezielter vorgenommen werden können.




Die Funktionen des Mobility Monitors sind als Module erhältlich. Die Module sind beliebig kombinierbar. Upgrades sind jederzeit möglich.

## Qualität sichern & Aufwand senken

- ✓ Assessment
- ✓ Sturz- & Dekubitusprophylaxe
- ✓ Schlaf / Medikation

Der Einsatz des Mobility Monitors ist einfach, geräuschlos und diskret. Die Messeinheit wird unter der Matratze fixiert und mit dem Bediengerät verbunden.



Die Ampel am Bediengerät stellt die Mobilität des Patienten einfach lesbar dar.



Effiziente Sturzprophylaxe dank Bettkanten- und Bettausstiegswarnung.



Gezieltes Umpositionieren dank Immobilitätswarnung bei mangelnder Eigenbewegung.



Der Mobility Monitor kann an alle gängigen Lichtschaltern angeschlossen werden.

## Effizientes Assessment & Gezielter Planen




Erleichterte Zusammenarbeit dank faktenbasierter Diskussionsgrundlage.



Einfache Übertragung der Daten mittels USB-Stick oder Funkverbindung.



Intuitive Darstellung des Mobilitätsprofils am Bildschirm.



Beispiel aus der Mobilitätsanalyse: Verlust der Mobilität (um 01:50 Uhr) nach Einnahme von Medikamenten. Ein vom System (um 03:50 Uhr) ausgelöster Lichtruf ermöglicht eine dringend nötige Umlagerung (weisser Balken).